


# INFINIDENT

SOLUTIONS



## Cercon® ht / xt

Der neue Zirkonstandard für Farbsicherheit  
und hochwertige Ästhetik

### WAK (25 – 500 °C)\*

---

ht:  $10,5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$


xt:  $10,1 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

### BIEGEFESTIGKEIT\*

---

ht: 1.200 MPa

xt: 750 MPa



## INDIKATIONEN

- + ht: Kronen und mehrgliedrige Brücken im Front- und Seitenzahn-  
bereich (max. 2 Zwischenglieder) und Primärteleskope zur  
keramischen Verblendung oder als Vollkeramikrestauration
- + xt: Kronen und 3-gliedrige Brücken im Front- und Seitenzahn-  
bereich (bis zum 2. Prämolare) als Vollkeramikrestauration oder  
zur keramischen Verblendung

## VORTEILE

- + True Color Technology verfügbar in allen 16 VITA-Farben
- + Premium-Ästhetik auch bei monolithischen Versorgungen
- + Extra hohe Transluzenz vor allem im Frontzahnbereich (Cercon® xt)

## HINWEISE

Gerüste aus Cercon® ht/xt können mit allen üblichen Verblend-  
keramiken für Zirkonoxid-Keramiken (z.B. Cercon® ceram kiss,  
Cercon® ceram love, Celtra® Ceram) verblendet werden. Bitte  
beachten Sie die Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers.  
Bei vollanatomischen Restaurationen haben Sie die Wahl zwischen  
einer Individualisierung durch einfaches Polieren und/oder dem  
Glanzbrand mit Bemalung.

## ZUSAMMENSETZUNG\*

	ht	xt
ZrO <sub>2</sub>	k. A.	k. A.
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,0 %	9,0 %
HfO <sub>2</sub>	< 3,0 %	< 3,0 %
Andere	< 1,0 %	< 1,0 %