

INFINIDENT  
SOLUTIONS



## INDIVIDUAL PMMA guide

Dime chirurgiche per implantologia guidata

**RESISTENZA ALLA FLESSIONE\***

---

> 105 MPa

## INDIVIDUAL PMMA guide



numero d'ordine 001-6689IT

### INDICAZIONI

Realizzazione di dime chirurgiche per l'implantologia guidata.

### VANTAGGI DEL MATERIALE

- + Valori di durezza e resistenza a rottura estremamente alti
- + Maggiore sicurezza grazie al processo di implantologia guidata

### RIFERIMENTI

Esportabile come file STL da un software CAD/CAM (ad es. 3Shape, exocad e simili) o come file i.lab dal software inLab. Le dime chirurgiche sono prive di supporti, senza guaine di guida e non sono sterili al momento della consegna. Dentavon® Liquid (produttore: Schüller & Mayr), è un disinfettante privo di aldeidi a base di ossigeno attivo, può essere utilizzato come disinfettante.

### COMPOSIZIONE\*

PMMA (Polymethylmethacrylat)		100.0 %
---------------------------------	--	---------

\* Caratteristiche tipiche del materiale.  
Si applicano le informazioni pubblicate del rispettivo produttore di materiali.