


INFINIDENT

SOLUTIONS



inCoris ZI meso

Individual abutment solutions with two-piece implant abutments

CTE (20 – 600 °C)*

11.0 · 10⁻⁶ · K⁻¹

BENDING STRENGTH*

1,100 MPa



INDICATIONS

Individuelle, zweiteilige Abutments für die gängigsten Implantatsysteme. Eine aktuelle Übersicht entnehmen Sie bitte der Internetseite von Dentsply Sirona.

BENEFITS

- + Full ceramic ZrO_2 framework material for the highest esthetic demands and a wide range of indications
- + High strength is ensured by the homogeneous structure
- + Unlimited biocompatibility
- + Available in two shades (F0.5 and F2)
- + Highly secure with industrial pre-fabricated rotation lock

REFERENCES

The zirconium mesostructures made of inCoris ZI meso are bonded to the titanium bases (Ti Base) using Panavia F 2.0.

COMPOSITION*

ZrO_2	92.4 %
Y_2O_3	5.4 %
HfO_2	1.9 %
Al_2O_3	0.25 %
Other	<0.5 %