

# INFINIDENT

SOLUTIONS



## Celtra® Duo

Restauri in ceramica integrale altamente estetici

**CTE (25 – 500 °C)\***

---

$11.8 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

**RESISTENZA ALLA FLESSIONE\***

---

210 (solo lucidato) –  
370 MPa (dopo glasura)



## INDICAZIONI

Corone nelle regioni anteriore e posteriore e faccette, inlay e onlay fino a sovrastrutture su impianti.

## VANTAGGI DEL MATERIALE

- + Eccezionali caratteristiche foto-ottiche
- + Elevata stabilità dei bordi e resistenza superiore
- + Lucidatura semplice da eseguire in laboratorio
- + Nessuna necessità di un'ulteriore cottura di cristallizzazione

## RIFERIMENTI

Il restauro è personalizzato utilizzando le colorazioni Celtra® Universal o i liquidi Celtra® Universal direttamente sulla struttura del restauro. I prodotti sviluppati per Celtra® (ad esempio Celtra® Cementation System) di Dentsply Sirona possono essere utilizzati per l'incollaggio di Celtra® Duo. Si prega di seguire le istruzioni del produttore.

## COMPOSIZIONE\*

ZrO <sub>2</sub>	10.1 %
SiO <sub>2</sub>	58.0 %
Li <sub>2</sub> O	18.5 %
Altro	13.4 %

\* Caratteristiche tipiche del materiale.  
Si applicano le informazioni pubblicate del rispettivo produttore di materiali.