

INFINIDENT

SOLUTIONS



ELOS Accurate® Model

Modelli di lavoro di alta qualità per utilizzo con
analoghi riposizionabili ELOS Accurate®

ELOS Accurate® Model



numero d'ordine 001-8354IT

INDICAZIONI

Base di lavoro per restauri su impianto da utilizzare con gli analoghi del modello ELOS Accurate®.

VANTAGGI DEL MATERIALE

- + Più robusto dei modelli in gesso
- + Modello per impianto appositamente adattato al flusso di lavoro ELOS Accurate®
- + Inclusa maschera gengivale flessibile e rimovibile

RIFERIMENTI

Il modello ELOS Accurate® è un modello di impianto appositamente convalidato con ELOS Medtech A/S, prodotto da INFINIDENT sulla base dei dati del modello costruiti dal laboratorio odontotecnico in exocad, 3shape o inLab. Il modello per impianto è corredato di analoghi corrispondenti per modello ELOS Accurate®, e di una maschera gengivale flessibile e rimovibile di alta qualità prodotta con procedura SLA/DLP.

Il modello ELOS Accurate® è realizzato sulla base dei dati relativi alle impronte digitali, o direttamente dai dati STL di software per elaborazione digitale del modello. Tenere presente che durante la registrazione dei dati del modello e per garantire la precisione di adattamento, utilizzare solo ed esclusivamente corpi di scansione convalidati (ELOS Accurate® o Dentsply Sirona TiBase/ScanPost).

Nota: Selezionare, per la propria costruzione del modello, i parametri per la spaziatura compresi tra 0,02 a 0,03 e, i parametri di offset dell'analogo compreso tra 0,005 a 0,01 mm.

* Tenere presente le linee guida di progettazione applicabili.

Si applicano le informazioni pubblicate del rispettivo produttore di materiali.