

# INFINIDENT

SOLUTIONS



## INDIVIDUAL NPM

Direkt verblendbare Implantataufbauten aus Kobalt-Chrom (CoCr)

**WAK (20 – 600 °C)\***

$14,6 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

**VICKERS\***

289 HV

## INDIVIDUAL NPM



Best.-Nr. 001-4080DE

### INDIKATIONEN

Einteilige, individuelle Abutmentlösungen und direkt auf Implantaten verschraubte Brücken.

### VORTEILE

- + Höchste Anschlussgenauigkeit durch optimierte Frässtrategien
- + Perfekte Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit
- + Ermöglicht Indikationsbereiche mit hoher Kaubelastung
- + Weiterverarbeitung wie gegossene Gerüste

### HINWEISE

Der WAK-Wert von INDIVIDUAL NPM ist ideal auf die Verblendkeramiken der meisten Hersteller abgestimmt. Die Verblendung kann mit Ihren gewohnten Keramikmassen für Nichtedelmetall-Legierungen erfolgen. Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

### ZUSAMMENSETZUNG\*

Co	~ 61,0 %
Cr	~ 27,5 %
W	~ 8,5 %
Si	~ 1,6 %
Andere	<1,0 %

\* Typische Werkstoff-Eigenschaften.  
Es gelten die veröffentlichten Angaben des jeweiligen Materialherstellers.