

# INFINIDENT

SOLUTIONS



## Lab Model SL/SLS

Hochwertige Arbeitsmodelle für das Dentallabor

## Lab Model SL/SLS



Best.-Nr. 001-2080DE

### INDIKATIONEN

Als Grundlage für Kronen- und Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich bis zu 16 Gliedern.

### VORTEILE

- + Robuster als Gipsmodelle: kein Zerbrechen beim Herunterfallen
- + Abriebfester als Gipsmodelle: Stumpfform verändert sich auch nicht bei häufigem Auf- und Abnehmen der Restauration
- + Bereits segmentiert: Jeder präparierte Stumpf ist ein eigenes Segment
- + Bereits auf Modellplatte gepinnt: ähnlich dem gängigen Modellverfahren
- + Optional zusätzlicher Stumpf mit Zahnfleischmaske lieferbar

### HINWEISE

Mit Lab Model SL/SLS\* können physische Arbeitsmodelle aus Acrylat-Kunststoff auf Grundlage der digitalen Abformdaten von Dentsply Sirona Connect hergestellt werden. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen einem Einzelzahnmodell (SLS) mit drei Zähnen pro Kiefer oder dem Ganzkiefermodell mit bis zu 16 Zähnen pro Kiefer (SL). Bei Bestellung eines Einzelzahnmodells erhalten Sie immer drei Zähne pro Kiefer (präparierter Stumpf sowie mesialer und distaler Nachbarzahn), unabhängig davon, wie viele Zähne digital abgeformt wurden. Bei Bestellung des Ganzkiefermodells entspricht das Modell dem vom Zahnarzt angelieferten digitalen Abdruck. Beide Modelle bestehen jeweils aus dem Sägeschnittmodell und dem Gegenkiefermodell gepinnt auf Basisplatte.

Hinweis: Der Schlussbisshalter ist nicht inbegriffen.

\* Typische Werkstoff-Eigenschaften.  
Es gelten die veröffentlichten Angaben des jeweiligen Materialherstellers.