

INFINIDENT

SOLUTIONS



VITA SUPRINITY® PC

Hochleistungs-Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung

WAK (100 – 500 °C)*

$12,3 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

BIEGEFESTIGKEIT*

420 MPa



INDIKATIONEN

- + Kronen im Front- und Seitenzahnbereich
- + Suprakonstruktionen auf Implantaten
- + Veneers, Inlays und Onlays

VORTEILE

- + Exzellente Transluzenz, Fluoreszenz und Opaleszenz für ästhetisch ansprechende Ergebnisse
- + Hohe Sicherheit sowie langfristiger klinischer Erfolg dank hervorragender mechanischer Belastbarkeit
- + Hervorragende Verarbeitungseigenschaften wie etwa die einfache Schleif- und Polierbarkeit
- + Passgenaue Ergebnisse durch eine ausgezeichnete Kantenstabilität

HINWEISE

Restaurationen aus VITA SUPRINITY® PC können auf unterschiedliche Art individualisiert werden. Beachten Sie hierzu bitte die Verarbeitungsanleitung des Herstellers.

Hinweis: VITA SUPRINITY® PC Restaurationen werden im nicht kristallisierten Zustand versendet. Sie können im Keramikofen weiterbearbeitet werden.

ZUSAMMENSETZUNG*

ZrO ₂	8,0 – 12,0 %
SiO ₂	56,0 – 64,0 %
Li ₂ O	15,0 – 21,0 %
La ₂ O ₃	0,1 %
Andere	>10,0 %