


INFINIDENT  
SOLUTIONS



## **Atlantis® Implant Model**

Modello implantare di alta qualità per scansioni  
con Atlantis IO Flo Scanbody

# Atlantis® Implant Model



numero d'ordine 001-8354IT

## INDICAZIONI

Modelli di lavoro per restauri supportati da impianti in impronte digitali con Atlantis® IO Flo Scanbody.

## VANTAGGI DEL MATERIALE

- + Modello pronto all'uso con maschera(e) gengivale(i) e analogo(i) del modello ELOS Accurate® \*
- + Più robusto dei modelli in gesso
- + Modello implantare appositamente adattato al flusso di lavoro di ELOS Accurate®.

## DESCRIZIONE

Il modello implantare Atlantis® è un modello implantare convalidato per l'uso di Atlantis® IO Flo Scanbody, prodotto da INFINIDENT sulla base dei dati dell'impronta intraorale. Il modello implantare consiste in una base modello di alta qualità prodotta con il processo SLA/DLP, una maschera gengivale flessibile rimovibile e uno o più analoghi del modello ELOS Accurate® corrispondenti. È possibile generare anche matrici rimovibili.

Il modello implantare Atlantis® viene creato sulla base dei dati digitali dell'impronta direttamente dai dati STL dell'unità d'impronta. Si prega di notare che l'adattamento può essere garantito solo quando si utilizzano i corpi di scansione IO Flo rilasciati per l'elaborazione.

\* Monconi rimovibili opzionali (a pagamento, se applicabile).  
\*\* Si prega di notare le specifiche di progettazione applicabili.