

INFINIDENT

SOLUTIONS



Lab Model SL/SLS

Modelli di lavoro di elevato standard qualitativo per il laboratorio



INDICAZIONI

Come base di lavoro per finalizzare strutture di corone e ponti nelle regioni anteriore e posteriore per un massimo di 16 unità.

VANTAGGI DEL MATERIALE

- + Più robusto dei modelli in gesso: non si rompe in caso di caduta
- + Più resistente all'abrasione dei modelli in gesso: la forma del moncone rimane inalterata anche inserendo e togliendo ripetutamente il restauro
- + Già segmentato: ogni moncone preparato è un segmento indipendente
- + Già montato con perni su piastra porta modelli: come i modelli nelle procedure usuali
- + disponibile moncone supplementare opzionale con mascherina gengivale (inclusa con inCoris SL)

RIFERIMENTI

Con inCoris SL/SLS* è possibile realizzare modelli di lavoro fisici in resina acrilica sulla base dei dati dell'impronta digitale Sirona Connect. Si può scegliere tra un modello di dente singolo (inCoris SLS) con tre denti per arcata o un modello di arcata intera con fino a 16 denti per arcata (inCoris SL). Ordinando un modello di dente singolo, riceverete sempre tre denti per arcata (il moncone preparato e i denti adiacenti mesiale e distale), indipendentemente dal numero di denti rilevati nell'impronta digitale. Ordinando il modello di arcata intera, il modello realizzato corrisponderà all'impronta digitale fornita dall'odontoiatra. Entrambi i modelli sono costituiti rispettivamente dal modello a monconi sfilabili e dal modello antagonista.

Nota: il supporto non è incluso.